




Verpackungsanleitung TWINWARM BB

Stand: Juni 2024





Basierend auf Arbeitsanweisung BB5400de_rev.03


DO507 Rev. 02

TWINWARM® BB

Ziel	Verpackung vom TWINWARM BB Gerät für den Transport mit Instapack-Schaumbeuteln
Arbeitsmittel	Verpackungsklebeband Packband-Handabroller
a) Komponenten	Versandkarton TWINWARM BB (Maße: 500 × 500 × 550 mm) (Art. Nr. V000034) Instapack-Schaumbeutel (3 Stück) (Art. Nr. V000038)
b) Werkzeuge	1. Optional: Seitenschneider
Allgemeine Sicherheitshinweise	 Sicherheit
	 Hinweis
	 Qualität / Ausführung

Arbeitsablauf

Nr.	Ablaufschritt	Beschreibung	Schema / Foto
1	TWINWARM BB vorbereiten	<p>⚠ Sicherstellen, dass der Netzstecker gezogen wurde.</p>	
		Reparaturauftrag ausfüllen und ausdrucken.	
2	Schaumbeutel Platzierung	Die Instapack-Schaumbeutel werden folgendermaßen im Karton um das Gerät platziert.	
3	Schaumbeutel Platzierung	1) Unterpolster in den Karton legen.	
		2) Das Gerät in den Karton setzen. (Die Rollen passen in die Vertiefungen).	
		3) Das Oberpolster anschließend auf das Gerät setzen.	

4	Zubehör	Den Reparaturauftrag beilegen	
5	Karton verschließen	Den Karton mit geeignetem Kartonband verschließen.	
6	Prüfung	◆ Sichtkontrolle für den Verpackungszustand des Gerätes durchführen. Ein Foto machen zum Nachweis bei evt. anfallenden Transportschäden.	